

Martin needle holders
マーチン持針器

医療機器届出番号：28B1X00005000181

Point !

Diamond Coated



ダイヤモンドが吹き付けられブレのない把持部は微細な治療に適しています。



縫合糸が絡みつかないようにヒネリ加工が施されています。

Titanium



Diamond Coated



Safety Wave



Titanium

直型
ロック付き

20-002-18-07
全長：18cm / 7inch
¥68,000 60405

20-016-18-09
全長：18cm / 7inch
¥136,000 60429

曲型
ロック付き

20-003-15-07
全長：15cm / 6inch
¥68,000 60406

20-017-15-09
全長：15cm / 6inch
¥136,000 60430

曲型
ロックなし

20-003-18-07
全長：18cm / 7inch
¥68,000 60407

20-017-18-09
全長：18cm / 7inch
¥136,000 60431

20-005-18-07
全長：18cm / 7inch
¥62,000 60411

20-019-18-09
全長：18cm / 7inch
¥115,000 60435

指定縫合糸
7-0 ~ 12-0
作業部長：11.0mm
先端幅：0.4mm



20-019-18-09

Martin needle holders
マーチン持針器

Point !

Castroviejo 持針器
持針器 Safety Wave 構造で血液がついた糸でも作業部に糸が絡みません。

Ti Titanium



Ti Titanium

1/2



指定縫合糸
7-0 ~ 12-0
作業部長：11.0mm
先端幅：0.8mm

直型
ロック付き

20-010-18-07
全長：18cm/7inch
¥68,000 60413

20-020-18-09
全長：18cm/7inch
¥136,000 60437

曲型
ロック付き

20-011-18-07
全長：18cm/7inch
¥68,000 60417

20-021-18-09
全長：18cm/7inch
¥136,000 60440

曲型
ロックなし

20-013-18-07
全長：18cm/7inch
¥62,000 60425

Diamond Coated



作業部
ダイヤモンドコーティング

Safety Wave



縫合糸の
絡みつぎがありません



1/2

Castroviejo


ロック付き
コーティングなし

20-317-12-07
全長：12cm/4 3/4inch
¥70,000 60451

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin needle holders
マーチン持針器

医療機器届出番号：28B1X00005000181



20-605-18-07 Dr. 石川知弘

20-605-18-07 Dr. 北島一



20-606-15-07
全長：15cm/6inch
¥66,000 60477



20-605-15-07
全長：15cm/6inch
¥68,000 60473



20-608-18-07
全長：18cm/7inch
¥62,000 60486



20-607-18-07
全長：18cm/7inch
¥62,000 60482

TCGOLD
タンゲステン
カーバイド



20-620-00-07
全長：14.5cm/5 3/4inch
¥66,000 60491



20-620-01-07
全長：14.5cm/5 3/4inch
¥66,000 60492

Diamond Coated



作業部
ダイヤモンドコーティング

Safety Wave



縫合糸の
絡みつきがありません

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin needle holders
マーチン持針器



1/2

20-516-17-07
全長：17cm / 6 3/4 inch
¥30,600 60465
Mathieu

TCGOLD
タングステン
カーバイド



1/2

20-674-14-07
全長：14cm / 5 4/8 inch
¥35,000 60518
Mathieu



1/2

Arruga



直型
コーティングなし

20-314-16-07
全長：16cm / 6 1/4 inch
¥56,000 60448



曲型
コーティングなし

20-315-16-07
全長：16cm / 6 1/4 inch
¥56,000 60449

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※ モクダコード 00000

Martin needle holders

マーチン持針器

医療機器届出番号：28B1X00005000181

TCGOLD
タングステン
カーバイド



1/2

20-642-16-07
全長：16cm / 6 1/4 inch
¥30,600 60508

Mayo-Hegar



直型



指定縫合糸
4-0 ~ 6-0

TCGOLD
タングステン
カーバイド



1/2

Hegar-Baumgartner



直型



指定縫合糸
4-0 ~ 6-0



20-634-13-07
全長：13cm / 5 inch
¥30,600 60501



20-634-14-07
全長：14.5cm / 5 3/4 inch
¥30,600 60502

TCGOLD
タングステン
カーバイド



1/2

20-638-15-07
全長：15cm / 6 inch
¥30,600 60506

Crile-Wood



直型



指定縫合糸
4-0 ~ 6-0

TCGOLD
タングステン
カーバイド



1/2

20-632-12-07
全長：12cm / 4 3/4 inch
¥30,600 60500

Derf



直型



指定縫合糸
4-0 ~ 6-0

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin needle holders
マーチン持針器

Point !

20-604-13-07 20-604-15-07



ロックを最後まで押し切ると解除される Mathieu 型同様の構造を採用.

Point !

20-652-15-07

ロック操作が通常より柔軟.

20-672-14-07

1本で縫合とスーチャーカットを実現.

20-673-15-07

先端曲型. 1本で縫合とスーチャーカットを実現.

TCGOLD
タングステン
カーバイド



直型



指定縫合糸
4-0 ~ 6-0



20-604-13-07

全長: 13cm/5inch
¥30,600 60471

Webster



20-604-15-07

全長: 15cm/6inch
¥30,600 60472

Crile-Wood

TCGOLD
タングステン
カーバイド



直型



指定縫合糸
4-0 ~ 6-0

1/2

20-652-15-07

全長: 15cm/5 7/8inch
¥35,000 61454

Swedish-Type

TCGOLD
タングステン
カーバイド



直型



指定縫合糸
4-0 ~ 6-0

1/2

20-672-14-07

全長: 14.5cm/5 4/8inch
¥32,000 60513

Olsen-Hegar

TCGOLD
タングステン
カーバイド



曲型



指定縫合糸
4-0 ~ 6-0

1/2

20-673-15-07

全長: 15cm/5 7/8inch
¥41,500 60516

Gillies-Mini

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※ モクダコード 00000

Martin forceps

マーチンピンセット

医療機器届出番号：28B1X00005000183

Diamond Coated



作業部がダイヤモンドコーティングされているので、縫合糸をしっかりと把持できます。



43-108-18-07 Dr. 石川知弘

Point !

ring

薄い組織を傷つけないように圧力を分散させ把持できる、リング状のティッシュフォーセップス、ダイヤモンドコーティングされています。

Atrauma

組織への侵襲が少なく、把持力も高いアトラウマ(無外傷性)ピンセット。有鉤と無鉤の中間的な形状です。



Ti Titanium



直型
有鉤

GD 1:2

作業部長：6.0mm
先端幅：0.7mm



12-570-18-07

全長：18cm/7inch
¥48,000 60247



ring

直型
リング
無鉤

作業部長：1.0mm
先端幅：0.5mm



12-574-18-07

全長：18cm/7inch
¥57,000 60255



Ti Titanium

12-586-18-09

全長：18cm 7inch
¥105,000 60283



Atrauma

直型
ダイヤモンド
コーティングなし
アトラウマ
(無外傷性)

作業部幅：1.2mm



12-589-18-07

全長：18cm/7inch
¥45,000 60289



5-D Japan

43-108-18-07

全長：18cm/7inch
¥45,000 61486



直型
無鉤

作業部長：6.0mm
先端幅：0.4mm



12-564-15-07

全長：15cm/6inch
¥45,000 60230



Ti Titanium

12-578-15-09

全長：15cm 6inch
¥92,000 60262



12-564-18-07

全長：18cm/7inch
¥45,000 60231



Ti Titanium

12-578-18-09

全長：18cm 7inch
¥92,000 60263



直型
無鉤

作業部長：6.0mm
先端幅：0.7mm



12-566-15-07

全長：15cm/6inch
¥45,000 60234



12-566-18-07

全長：18cm/7inch
¥45,000 60235

※1/2,1/3の表記がない写真(先端の拡大写真含む)、イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin forceps
マーチンピンセット



12-567-18-07 Dr. 石井 宏



Titanium



直型
無鉤

作業部長：6.0mm
先端幅：0.8mm



Titanium

12-580-15-09
全長：15cm / 6inch
¥92,000 60266



Titanium

12-580-18-09
全長：18cm / 7inch
¥92,000 60267



曲型
無鉤

作業部長：6.0mm
先端幅：0.4mm



12-565-15-07
全長：15cm / 6inch
¥48,000 60232



12-565-18-07
全長：18cm / 7inch
¥48,000 60233



曲型
無鉤

作業部長：6.0mm
先端幅：0.7mm



12-567-15-07
全長：15cm / 6inch
¥48,000 60238



12-567-18-07
全長：18cm / 7inch
¥48,000 60239



曲型
有鉤

作業部長：6.0mm
先端幅：0.8mm



Titanium

12-585-18-09
全長：18cm / 7inch
¥105,000 60280



曲型
無鉤

作業部長：6.0mm
先端幅：0.8mm



Titanium


12-581-18-09
全長：18cm / 7inch
¥95,000 60269

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin forceps

マーチンピンセット

医療機器届出番号：28B1X00005000183



12-414-11-07 Dr. 松川敏久

Point !

43-114-16-07

輪の中に縫合針を通すことにより、軟組織を保持しながらの縫合が可能。ピンポイントに針を通すことができます

12-409-12-07 12-414-11-07

繊細な縫合糸を用いる際の軟組織・縫合針の把持などに。



直型
無鉤

1/2

12-100-13-07
全長：13cm/5inch
¥4,500 60191



直型
有鉤

1:2

1/2

12-326-13-07
全長：13cm/6inch
¥5,300 60217



曲型
縫合用
D=1.6mm

1/2

43-114-16-07
全長：16cm/6 1/4inch
¥20,600 61049



直型
ジュエラースタイプ

1/2

12-414-11-07
全長：11cm/4 3/8inch
¥13,000 61451



London-college

1/2

43-031-01-07
全長：15cm/6inch
¥4,500 61037

曲型
無鉤

43-031-03-07
全長：15cm/6inch
¥4,500 61038

曲型
無鉤

43-031-05-07
全長：15cm/6inch
¥4,500 61039

曲型
無鉤



1/2

43-101-01-07
全長：16cm/6 1/4inch
¥4,600 61042

曲型
無鉤

43-101-03-07
全長：16cm/6 1/4inch
¥4,600 61043

曲型
無鉤




曲型
ジュエラースタイプ

1/2

12-409-12-07
全長：12cm/4 6/8inch
¥17,500 61450

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin forceps
マーチンピンセット



12-168-12-07
全長：12cm / 4 3/4 inch
¥8,000 60199

12-168-15-07
全長：15cm / 6 inch
¥8,500 60200

Adson



12-368-12-07
全長：12cm / 4 3/4 inch
¥8,000 60218

Adson



12-400-12-07
全長：12cm / 5 inch
¥8,500 60223

Adson-Brown



12-402-12
全長：12cm / 4 3/4 inch
¥8,000 60224


Mini Adson



12-404-12-07
全長：12cm / 4 3/4 inch
¥6,500 60226

12-404-15-07
全長：15cm / 6 inch
¥8,500 60227

Micro Adson



12-403-12-07
全長：12cm / 4 3/4 inch
¥9,500 60225

Mini Adson

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin forceps

マーチンピンセット

医療機器届出番号：28B1X00005000183



12-406-12-07
全長：12cm/4 3/4inch
¥8,500 60228

12-406-15-07
全長：15cm/6inch
¥8,500 60229

1/2

Mikro Adson



Atrauma

先端幅：1.5mm
直型
アトラウマ
(無外傷性)

1/2

24-386-16-07
全長：16cm/6 1/4inch
¥20,600 60693

DeBakey



Atrauma

先端幅：2.0mm
直型
アトラウマ
(無外傷性)

1/2

24-388-16-07
全長：16cm/6 1/4inch
¥17,500 60694

DeBakey



Atrauma

先端幅：2.0mm
曲型
アトラウマ
(無外傷性)

1/2

24-389-16-07
全長：16cm/6 1/4inch
¥20,600 60695

DeBakey




Atrauma

直型
アトラウマ
(無外傷性)

1/2

12-270-15-07
全長：16cm/6 1/4inch
¥35,000 60208

DeBakey



Atrauma

直型
無鉤

直型
無鉤

1/2

12-605-12-07
全長：12.5cm/4 7/8inch
¥5,300 61452

1/2

12-172-15-07
全長：15cm/6inch
¥4,500 60201

Semken

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin scissors

マーチンハサミ

医療機器届出番号：28B1X00005000185

Diamond Coated




繊細な歯肉のトリミングなどに、チタン製には作業部にダイヤモンドコーティングが施されており、長寿命です。
(チタニウム製のみ)

Titanium



Titanium

作業部長
：10mm




曲型
ラウンドハンドル



11-711-18-07
全長：18cm/7inch
¥58,000 60105



11-717-18-09
全長：18cm/7inch
¥125,000 60120



曲型
フラットハンドル



11-713-18-07
全長：18cm/7inch
¥54,000 60113




11-719-18-09
全長：18cm/7inch
¥125,000 60126

※ 1/2,1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む),イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin scissors


マーチンハサミ

医療機器届出番号：28B1X00005000185




11-285-18-07
全長：18cm/7inch
¥13,000 60042


Sanvenero



Metzenbaum



11-298-14-07
全長：14.5cm/5 3/4inch
¥13,000 60043



11-299-14-07
全長：14.5cm/5 3/4inch
¥13,000 60044

11-497-17
全長：17.5cm/7inch
¥20,600 60068

Dean



11-567-13-07
全長：13cm/5inch
¥13,000 60070

Goldman-Fox



11-607-16-07
全長：16cm/6 1/2inch
¥17,500 60080

Locklin

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin scissors
マーチンハサミ



11-593-11-07
全長：11.5cm/4 1/2inch
¥13,000 60076

La Grange



11-826-13-07
全長：13cm/5inch
¥13,000 60133

Spencer



11-957-14-07
全長：14.5cm/5 3/4inch
¥37,700 60170

Metzenbaum-Fino



11-630-11-07
全長：11.5cm/4 1/2inch
¥8,000 60090

11-631-11-07
全長：11.5cm/4 1/2inch
¥8,000 60091

TCGOLD
タングステン
カーバイド



11-981-13-07
全長：13cm/5inch
¥41,500 60179

11-982-11-07
全長：11.5cm/4 1/2inch
¥32,000 60180

11-983-11-07
全長：11.5cm/4 1/2inch
¥35,000 60181

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Scalpel handles
マーチンブレードホルダー

医療機器届出番号：28B1X00005000209

Point 1

10-094-13-07



極薄の眼科用カミソリを使用するための道具。ブレードを把持し、ロック後必要な大きさに割り、その割ったブレードの方向を整えて使用。切開時、硬組織にブレードを押し付けるとずれるように設計されており、骨組織への侵襲を軽減します。

10-125-01-07 10-125-02-07

あらかじめ15°の角度を付与したメスホルダー。臼歯部の切開に。

幅：8.0mm

Titanium



Fig. 10-17



Fig. 10-17



曲型(左)
角度：15°



曲型(右)
角度：15°



Fig. 10-17



Fig. 10-17

10-094-13-07

全長：13cm/5inch
¥68,000 60004

10-159-00

全長：13.5cm/5 1/4inch
¥37,700 60014

10-160-01-07

全長：13.5cm/4 1/4inch
¥14,000 60015

10-120-04-07

全長：16.5cm/6 1/2inch
¥7,000 60008

10-130-03-07

No. 3
全長：12cm/4 3/4inch
¥3,000 60009

10-125-02-07

No. 3
全長：12cm/4 3/4inch
¥3,500 61479

10-125-01-07

No. 3
全長：12cm/4 3/4inch
¥3,500 61478

Blade Breaker

※ 1/2,1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む),イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Scalpel handles
マーチンブレードホルダー

Point !

10-118-15-07

可変式メスホルダー . 5段階の角度調節が可能 .



10-137-71-07
No. 7K
全長 : 12.5cm / 5inch
¥3,500 60011

10-137-07-07
No. 7
全長 : 16cm / 6 1/4inch
¥7,000 60010

10-118-03-07
全長 : 15.5cm / 6 1/4inch
¥28,000 60007

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※ モクダコード 00000

Martin Gingivectomy knives
マーチン歯肉切除用メス

医療機器届出番号：28B1X00005000207



43-333-12-07 Dr. 安東俊夫



38-050-03-07
 全長：16cm / 6 1/2 inch
 ¥10,600 61483



38-050-04-07
 全長：16cm / 6 1/2 inch
 ¥10,600 61490



43-326-37-07
 Fig. 7
 全長：17.5cm / 6 3/4 inch
 ¥10,600 61105



43-332-61-07
 全長：17.5cm / 6 3/4 inch
 ¥10,600 61116

Kirkland



43-333-12-07
 Fig. 1/2
 全長：17.5cm / 6 3/4 inch
 ¥10,600 61119

Orban



43-335-01-07
 全長：16cm / 6 4/8 inch
 ¥12,500 61481

5-D Japan

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Periosteal elevators

マーチン起子及び剥離子

医療機器届出番号：28B1X00005000196



Point ❶

23-446-18-07


ヘラ状の作業部は口蓋側の剥離に、スプーン状は骨補填材の転嫁にも使用。

23-400-18-07

歯槽頂増大など大きな剥離に。

23-410-01-07 Dr. 北島 一

先端部ギザあり



- | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|---|
| 23-402-18-07 全長：18cm / 7 1/8 inch ¥11,500 61491 | 23-400-18-07 全長：18.5cm / 7 1/4 inch ¥10,600 60638 | 23-446-18-07 全長：18cm / 7 inch ¥9,500 60646 | 23-454-19-07 全長：18cm / 7 inch ¥9,500 60654 | 23-410-01-07 全長：17cm / 6 3/4 inch ¥11,500 61480 | 23-435-17-07 全長：17cm / 6 3/4 inch ¥9,500 60640 | 23-436-22-07 全長：17.5cm / 7 inch ¥10,600 60644 | 38-050-01-07 全長：18cm / 7 inch ¥10,600 61492 |
|---|---|--|--|---|--|---|---|

Freer

West

Alijberg

5-D Japan

Prichard


※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Periosteal elevators
 マーチン起子及び剥離子


医療機器届出番号：28B1X00005000196



23-406-18-07 Dr. 秋山勝彦




23-407-18-07 Dr. 秋山勝彦



23-448-01-07 ハピラプレザベーションに

Ti Titanium



作業部幅：
φ 1.1mm

ステンレス製
 作業部幅：
φ 1.1mm

作業部幅：
φ 2.0mm

作業部幅：
φ 2.0mm

23-406-18-07
 全長：17cm / 6 4/8 inch
 ¥11,500 61487

23-407-08-07
 全長：17.5cm / 6 4/8 inch
 ¥11,500 61488

23-448-01-07
 全長：18cm / 7 inch
 ¥8,500 60647

23-448-02-07
 全長：18cm / 7 inch
 ¥7,500 60648

23-448-11-07
 全長：16.5cm / 6 1/4 inch
 ¥8,500 60649

23-452-09-07
 Fig. 9
 全長：18cm / 7 inch
 ¥9,500 60651

23-452-51-07
 Fig. 851
 全長：18cm / 7 inch
 ¥9,500 60652

23-452-54-07
 Fig. 854
 全長：18cm / 7 inch
 ¥9,500 60653

Akiyama

Akiyama

Korner/
 Westermann

Korner/
 Westermann

Molt

Molt

Molt

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin currettes

マーチン歯周用キュレット

医療機器届出番号：28B1X00005000199

Point !

オールチタン製で中空になっており、軽量。ハンドル幅も 10mm と力が入れやすい設計になっています。インプラント体のクリーニングなどにご使用ください。

中空ハンドル
幅：10.0mm

前歯用
グレイシー
キュレット



臼歯(頬側/舌側)用
グレイシー
キュレット



臼歯(近心)用
グレイシー
キュレット



臼歯(遠心)用
グレイシー
キュレット



前歯用
グレイシー
キュレット



臼歯(頬側/舌側)用
グレイシー
キュレット



臼歯(近心)用
グレイシー
キュレット



臼歯(遠心)用
グレイシー
キュレット



43-334-06-07

Fig. 5/6

全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥12,500 61120

43-334-08-07

Fig. 7/8

全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥12,500 61121

43-334-12-07

Fig. 11/12

全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥12,500 61122

43-334-14-07

Fig. 13/14

全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥12,500 61123

43-339-06-07

Fig. 5/6

全長：17.5cm/6 inch
¥8,500 61157

43-339-08-07

Fig. 7/8

全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥8,500 61158

43-339-12-07

Fig. 11/12

全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥8,500 61160

43-339-14-07

Fig. 13/14

全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥8,500 61161

Big Gracey

Big Gracey

Big Gracey

Big Gracey

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む)、イラストは原寸大 ※モクダコード 00000


Martin currettes

マーチン歯周用キュレット

医療機器届出番号：28B1X00005000199

マイクロ
直型
中空ハンドル
幅：10.0mm

マイクロ
曲型
中空ハンドル
幅：10.0mm



43-336-06-07
Fig. 5/6
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥7,500 61130

Mini

43-336-08-07
Fig. 7/8
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥7,500 61131

Mini

43-336-12-07
Fig. 11/12
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥7,500 61133

Mini

43-336-14-07
Fig. 13/14
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥7,500 61134

Mini

43-800-01-07
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥9,500 61327

Roncati

43-800-02-07
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥9,500 61328

Roncati

43-364-01-07
Fig. 1/2
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥7,500 61179

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin currettes

マーチン歯周用キュレット

医療機器届出番号：28B1X00005000199

ユニバーサルキュレット
(コロンビアタイプ)
中空ハンドル
幅：8.0mm

ユニバーサルキュレット
(コロンビアタイプ)
中空ハンドル
幅：8.0mm

Martin Scalers

マーチンスケーラー


医療機器届出番号：28B1X00005000203

中空ハンドル
幅：10.0mm

Martin Cordu Packer

マーチンコードパッカー

医療機器届出番号：28B1X00005000225



46-185-03-07 Dr. 南昌宏



43-290-13-07
Fig. 13/14
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥7,500 61067

Columbia

43-290-40-07
Fig. 4R/4L
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥7,500 61069

Columbia

43-800-00-07
Fig. H6/H7
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥9,500 61326

Roncati

43-311-05-07
Fig. 5/33
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥7,500 61078

43-311-15-07
Fig. T2/3
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥7,500 61081

43-312-10-07
Fig. H6/H7
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥8,500 61087

46-185-03-07
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥11,500 61493

5-D Japan

※ 1/2,1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Excavators

マーチンエキスカベーター

医療機器届出番号：28B1X00005000204



43-487-40-07 Dr. 木ノ本喜史



43-487-02-07
Fig. GM129/130
全長：17.5cm/6 3/4inch
¥6,800 61230



43-487-10-07
Fig. GM14
全長：17.5cm/6 3/4inch
¥6,800 61234



43-487-16-07
Fig. GM E2
全長：17.5cm/6 3/4inch
¥6,800 61237



43-487-18-07
Fig. GME3
全長：17.5cm/6 3/4inch
¥6,800 61238



43-487-24-07
Fig. GM17
全長：17.5cm/6 3/4inch
¥6,800 61241



43-487-26-07
Fig. GM18
全長：17.5cm/6 3/4inch
¥6,800 61242



43-487-36-07
Fig. GM63/64
全長：17.5cm/6 3/4inch
¥6,800 61248



43-487-40-07
Fig. GM31L
全長：17.5cm/6 3/4inch
¥6,800 61250



43-487-44-07
Fig. GM33L
全長：17.5cm/6 3/4inch
¥6,800 61252




※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin currettes

マーチン歯科用キュレット


医療機器届出番号：28B1X00005000198



Point !

抜歯窩，根切時の
不良肉芽の搔爬に。

23-364-00-07 Dr. 石井 宏



23-362-00-07
Fig. 0/0
全長：17.5cm/7inch
¥7,500 60626

Lucas-Martin

23-362-11-07
Fig. 1/1
全長：17.5cm/7inch
¥7,500 60627

23-362-22-07
Fig. 2/2
全長：17.5cm/7inch
¥7,500 60628

23-364-00-07
Fig. 0
全長：19cm/7 1/2 inch
¥7,500 60630

Miller-Colburn

23-383-03-07
全長：17cm/6 3/4 inch
¥10,300 60635

23-383-04-07
全長：17cm/6 3/4 inch
¥10,300 60636

43-484-04-07
Fig. GM4
全長：17.5cm/6 3/4 inch
¥6,800 61227

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Periodontal probes
マーチンプローブ

医療機器届出番号：28B1X00005000188

幅：6.0mm
 目盛り：3-6-8-11mm



43-356-08-07
 Fig. 8
 全長：16cm/6 1/4inch
 ¥3,500 61173

幅：6.0mm
 目盛り：3-6-8-11mm



43-356-11-07
 Fig. 11
 全長：16cm/6 1/4inch
 ¥3,500 61175

幅：6.0mm
 目盛り：1～15mm



43-736-15-07
 Fig. CP 15 UNC
 全長：16cm/6 1/4inch
 ¥4,500 61306

目盛り：2-4-6-8-10-12mm



43-736-22-07
 Fig. CPNG 22
 全長：16cm/6 1/4inch
 ¥4,500 61307

中空ハンドル
 幅：8.0mm



43-347-40-07
 全長：17.5cm/6 3/4inch
 ¥8,500 61166
Nabers

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Explorers

マーチンエクスプローラー

医療機器届出番号：28B1X00005000187

Point ❶

43-400-02-07


逆根管治療用エクスプローラー

中空ハンドル
幅：8.0mm
目盛り：3-6-8-11mm

中空ハンドル
幅：8.0mm
目盛り：3-6-9-12mm

FinoLine FinoLine

中空ハンドル
幅：8.0mm



43-738-04-07

Fig. CP11/23

全長：17.5cm/6 3/4 inch

¥7,500 61310

43-738-06-07

Fig. CP12/23

全長：17.5cm/6 3/4 inch

¥7,500 61311

43-400-03-07

Fig. 3

全長：17.5cm/6 3/4 inch

¥2,600 61188

43-400-30-07

Fig. 3A

全長：17.5cm/6 3/4 inch

¥2,600 61195

43-402-33-07

Fig. 3A

全長：17.5cm/6 3/4 inch

¥2,600 61206

43-402-66-07

Fig. 6XL

全長：17.5cm/6 3/4 inch

¥2,600 61208

43-400-02-07

全長：17.5cm/6 3/4 inch


¥6,000 61187

Zurich

※ 1/2,1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む),イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Filling instruments
マーチン充填器

医療機器届出番号：28B1X00005000211




Point !
 44-272-01-07 44-272-03-07
 44-272-04-07
 逆根管治療用充填器

44-272-03-07 Dr. 荒木秀文

角度:90°
 シングル

角度:90°
 カウンターアングル



44-390-02-07
 Fig. 2
 全長: 17.5cm / 6 3/4 inch
 ¥3,900 61494

44-390-12-07
 Fig. 2A
 全長: 17.5cm / 6 3/4 inch
 ¥3,900 61495

44-390-13-07
 Fig. 3A
 全長: 17.5cm / 6 3/4 inch
 ¥3,900 61496

44-272-01-07
 全長: 16.5cm / 6 1/2 inch
 ¥8,000 61496

5-D Japan

44-269-03-07
 全長: 17cm / 6 3/4 inch
 ¥6,000 61354

Zurich

44-272-03-07
 全長: 17.5cm / 6 3/4 inch
 ¥6,000 61356

Zurich

44-272-04-07
 全長: P 16 3/4
 ¥6,000 61357

Zurich

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Root canal instruments
 マーチンプラガー


医療機器届出番号：28B1X00005000193

Martin Root canal instruments
 マーチンスプレッター

医療機器届出番号：28B1X00005000192




43-506-02-07
 Fig. 2
 全長：16cm/6 1/4inch
 ¥3,900 61279



43-506-03-07
 Fig. 3
 全長：16cm/6 1/4inch
 ¥3,900 61280



43-506-01-07
 Fig. 1
 全長：16cm/6 1/4inch
 ¥3,900 61278



43-507-04-07
 Fig. 40
 全長：16cm/6 1/4inch
 ¥4,600 61283



43-507-06-07
 Fig. 60
 全長：16cm/6 1/4inch
 ¥4,600 61285



43-507-02-07
 Fig. 20
 全長：16cm/6 1/4inch
 ¥4,600 61281



※ 1/2,1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin mouth mirrors

マーチン歯鏡

医療機器届出番号：28B1X00005000201

Point 

42-710-03-07

根尖切除用マイクロミラー



メタル表面
反射ミラー
作業部幅：φ 2.5mm
角度：45°

42-710-03-07

Fig. 1

¥6,000 61022



メタル表面
反射ミラー
作業部幅：φ 5.0mm
角度：45°

42-710-05-07

Fig. 2

¥6,000 61023



42-746-02-07

全長：12cm / 4 3/4 inch

¥1,500 61034



42-757-08-07

全長：14cm / 5 1/2 inch

¥2,600 61036

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Periodontal chisels
マーチンノミ

医療機器届出番号：28B1X00005000195


Point ①

43-366-01-07

歯冠・歯根面にそって骨形成できるよう作業部中央に凸をもたせています。

43-883-16-07

骨形成用のノミと剥離子を一つにまとめたアイデア。



23-061-20-07
全長：16cm / 6 1/4 inch
¥7,500 60540

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 43-366-01-07 Fig. 1 全長：17.5cm / 6 3/4 inch ¥8,000 61184 | 43-366-02-07 Fig. 2 全長：17.5cm / 6 3/4 inch ¥8,000 61185 | 43-366-03-07 Fig. 3 全長：17.5cm / 6 3/4 inch ¥8,000 61186 | 43-883-16-07 全長：16.5cm / 6 1/2 inch ¥8,000 61338 | 43-886-01-07 全長：17.5cm / 6 3/4 inch ¥9,500 61482 | 43-363-01-07 Fig. 36/37 全長：17.5cm / 6 3/4 inch ¥8,000 61178 | 43-494-06-07 Fig. 5/6 全長：17.5cm / 6 3/4 inch ¥6,000 61267 | 23-061-40-07 全長：16cm / 6 1/4 inch ¥7,500 60542 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Fedi

Back Action 5-D Japan

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真（先端の拡大写真含む）、イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Periodontal chisels
マーチンノミ

医療機器届出番号：28B1X00005000195



43-884-03-07, 43-885-03-07 ブロック骨の採取。



43-365-01-07
 Fig. 1
 全長：17cm/6 3/4 inch
 ¥5,300 61180

43-365-02-07
 Fig. 2
 全長：17cm/6 3/4 inch
 ¥5,300 61181

43-884-03-07
 Fig. 1
 ¥8,000 61339

Ochsenbien

43-885-03-07
 Fig. 2
 ¥8,000 61340

Ochsenbien

43-700-01-07
 Fig. 1
 全長：18cm/7 inch
 ¥9,500 61497

43-700-02-07
 Fig. 2
 全長：18cm/7 inch
 ¥9,500 61498


43-700-03-07
 Fig. 3
 全長：18cm/7 inch
 ¥9,500 61484

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Minimally invasive Sinus Lift Currettes
 マーチンサイナスリフト用インスツルメント

医療機器届出番号：28B1X00005000210

Point ①
 38-020-01-07 38-020-02-07 38-020-03-07 38-020-04-07
 サイナスリフト時に使用する，作業部の小さな器具をラインナップ．



38-030-18-07, 38-020-01-07 Dr. 小林文夫



38-020-01-07
 全長：16.5cm/6 1/4 inch
 ¥11,500 60708

Meiss

38-020-02-07
 全長：16.5cm/6 1/4 inch
 ¥11,500 60709

Meiss

38-020-03-07
 全長：16.5cm/6 1/4 inch
 ¥11,500 60710

Meiss

38-020-04-07
 全長：16.5cm/6 1/4 inch
 ¥11,500 60711

Meiss

38-030-18-07
 全長：18cm/7 inch
 ¥12,000 61499

48-137-21-07
 全長：21cm/8 1/4 inch
 ¥24,000 61372


48-135-21-07
 全長：21cm/8 1/4 inch
 ¥24,000 61371

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※ モクダコード 00000

Martin Minimally invasive Sinus Lift Currettes

マーチンサイナスリフト用インスツルメント

医療機器届出番号：28B1X00005000210



38-017-01-07
Fig. 1
全長：19cm/7 1/2 inch
¥9,500 60701

38-017-02-07
Fig. 2
全長：20cm/8 inch
¥9,500 60702

38-017-03-07
Fig. 3
全長：19cm/7 1/2 inch
¥9,500 60703

38-017-04-07
Fig. 4
全長：17cm/6 3/4 inch
¥9,500 60704

38-017-05-07
Fig. 5
全長：18cm/7 inch
¥9,500 60705

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Elevators

マーチンエレベーター (ペリオトーム)

医療機器届出番号：28B1X00005000191

Point ❶

抜歯窩の保護を目的として使用.
チップの取り替えができます.

回転防止構造



直型
細

23-360-02-07

No. 1
¥3,000 60616



直型
太

23-360-03-07

No. 2
¥3,000 60617



曲型
細

23-360-04-07

No. 1A
¥3,000 60618



曲型
太

23-360-05-07

No. 2A
¥3,000 60619



角度つき
細

23-360-06-07

No. 1B
¥3,000 60620



角度つき
太

23-360-07-07

No. 2B
¥3,000 60621


23-360-01-07
全長：14cm / 5 1/2inch
¥14,000 60615

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000


Martin Elevators

マーチンエレベーター

医療機器届出番号：28B1X00005000191




42-034-00-07
Fig. 34
¥ 13,000 60913
Seldin



42-034-09-07
Fig. 34S
¥ 13,000 60914

Seldin



42-046-00-07
Fig. 46
¥ 13,000 60917

Flohr



42-204-00-07
Fig. 1.3S
¥ 14,000 60922



42-204-01-07
Fig. 1.8S
¥ 14,000 60923




42-205-00-07
Fig. 1.3C
¥ 14,000 60925



42-205-01-07
Fig. 1.3RC
¥ 14,000 60926

※ 1/2,1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Elevators
マーチンエレベーター




42-222-01-07
Fig. 1
¥14,000 60935
Bein




42-222-02-07
Fig. 2
¥14,000 60936

Apical




42-223-01-07
Fig. 1A
¥14,000 60939

Apical




42-223-02-07
Fig. 2A
¥14,000 60940

Apical



42-304-00-07
Fig. 302
¥13,000 60946

Apical



42-514-00-07
Fig. 0A
¥11,500 60969

Bein



42-515-00-07
Fig. 0A
¥11,500 60972

Bein




42-513-00-07
Fig. 0
¥11,500 60966
Bein

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000


Martin Bone rongeurs
マーチン破骨鉗子

医療機器届出番号：28B1X00005000205



23-799-12-07
 全長：12.5cm/5inch
 ¥37,700 60670

Friedmann



23-801-14-07
 全長：13.5cm/5 1/4inch
 ¥37,700 60671

Friedmann




23-807-17-07
 全長：16.5cm/6 1/2inch
 ¥48,000 60673

Cleveland




23-819-18-07
 全長：17.5cm/7inch
 ¥48,000 60674

Hartmann



23-835-30-07
 全長：14.5cm/5 3/4inch
 ¥57,000 60675

Friedmann-Micro



23-836-30-07
 全長：15.5cm/6inch
 ¥52,000 60677

Friedmann-Micro

※ 1/2,1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む),イラストは原寸大 ※モクダコード 00000


Martin Bone rongeurs
 マーチン破骨鉗子




23-836-90-07
 全長：14.5cm/5 3/4inch
 ¥57,000 60678
 Friedmann-Micro



23-877-15-07
 全長：15.5cm/6inch
 ¥85,000 60682
 Bohler



23-887-18-07
 全長：19cm/7 1/2inch
 ¥85,000 60686
 Ruskin



37-389-01-07
 4 × 4 mm
 ¥115,000 61477
 Kerrison

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Retractors

マーチン開口器

医療機器届出番号：28B1X00005000189



Kocher-Langenbeck

1/2

15-317-02-07

全長：21.5cm/8 1/2inch
35 × 8 mm
¥17,500 60376



1/2

15-317-03-07


全長：21.5cm/8 1/2inch
35 × 11 mm
¥17,500 60377



1/2

15-317-04-07


全長：21.5cm/8 1/2inch
35 × 15 mm
¥17,500 60378



1/2

15-317-05-07

全長：21.5cm/8 1/2inch
40 × 11 mm
¥17,500 60379




1/3

15-291-03

全長：22cm/8 3/4inch
30 × 15 mm
¥15,000 60367

Langenbeck

1/2



1/2




1/3

15-293-04-07


全長：22cm/8 3/4inch
40 × 11 mm
¥17,500 60373

Langenbeck



※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Retractors
 マーチン開口器



1/3


15-351-03
 全長：23cm/9inch
 42 × 15 mm
 ¥20,600 60387

Kocher



1/2

38-249-14-01
 全長：14cm/5 1/2inch
 26/37 mm
 ¥8,000 61499



1/3

15-361-02-07
 全長：23cm/9inch
 25 × 22 mm
 ¥20,600 60389

Middeldorpf



1/2

38-240-00
 全長：9.5cm/3 7/8inch
 ¥8,500 61503



1/2

38-265-00-01
 全長：14.5cm/5 3/4inch
 ¥13,000 60713

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Saddle hooks
マーチン開創器

医療機器届出番号：28B1X00005000190



1/2

15-091-18-07
 18 mm
 全長：16cm/6 1/4inch
 ¥15,000 60358

Desmarres



1/2

Langenbeck Mini



1/2

15-095-10-07
 全長：16cm/6 1/4inch
 10 × 6 mm
 ¥15,000 60359



1/2

15-095-17-07
 全長：16cm/6 1/4inch
 17 × 5 mm
 ¥15,000 60360



1/2

15-095-20-07
 全長：16cm/6 1/4inch
 20 × 6 mm
 ¥15,000 60361



1/2

15-095-22-07
 全長：16cm/6 1/4inch
 22 × 8 mm
 ¥15,000 60362



1/3

Obwegeser




1/2

38-607-22-07
 全長：22cm/8 3/4inch
 72 × 10 mm
 ¥24,000 60715




















1/2

48-101-70-07
 14 × 70 mm
 全長：23.5cm/9 1/4inch
 ¥37,700 61363



Martin Haemostatic forceps
 マーチン止血鉗子

医療機器届出番号：28B1X00005000208


| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>1/2</p> |   <p>直型</p> |   <p>曲型</p> |   <p>直型</p> |
| <p>Halsted-Mosquito</p> | <p>13-310-12-07 全長：12.5cm/5 inch ¥10,600 60301</p> | <p>13-311-14-07 全長：14cm/5 1/2 inch ¥10,600 60304</p> | <p>13-324-14-07 全長：14cm/5 1/2 inch ¥10,600 60321</p> |
| <p>1/2</p> |   <p>曲型</p> | <p>1/2</p> |   <p>曲型</p> |
| <p>13-311-12-07 全長：12.5cm/5 inch ¥10,600 60303</p> | <p>Providence-Hospital</p> | <p>13-325-14-07 全長：14cm/5 1/2 inch ¥10,600 60322</p> | |
|  <p>1/2</p> |   <p>直型</p> |   <p>曲型</p> |  <p>1/2</p> |
| <p>Micro Mosquito</p> | <p>13-320-10-07 全長：10cm/3 7/8 inch ¥10,600 60313</p> | <p>13-321-10-07 全長：10cm/3 7/8 inch ¥10,600 60315</p> | <p>13-375-16-07 全長：16.5cm/6 1/2 inch ¥10,600 60336 Peen</p> |
| <p>13-321-12-07 全長：12cm/4 3/4 inch ¥10,600 60316</p> | | | |

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Towel clamps

マーチンタオルクランプ

医療機器届出番号：28B1X00005000223



1/2

13-924-11-07
全長：11.5cm / 5 1/2 inch
¥17,500 61473



1/2

13-923-10-07
全長：10.5cm / 4 inch
¥6,500 61453

13-923-13-07
全長：13.5cm / 5 1/4 inch
¥7,500 61500

Martin Periodontal file
マーチンヤスリ

医療機器届出番号：28B1X00005000197

Point 

43-893-01-07 43-893-02-07

根分岐病変のデブリドメントに。
 01は2面ノンカッティング, 02は3面ノンカッティング。

中空ハンドル
 幅：8.0mm



43-893-01-07
 全長：17.5cm/6 7/8inch
 ¥10,600 61341

中空ハンドル
 幅：8.0mm



43-893-02-07
 全長：17.5cm/6 7/8inch
 ¥10,600 61342

Sugarman



作業部：ダイヤモンドコーティング

直型



43-810-00-07
 全長：17.5cm/6 7/8inch
 ¥18,800 61329

Roncati



作業部：ダイヤモンドコーティング

曲型



43-810-01-07
 全長：17.5cm/6 7/8inch
 ¥18,800 61330

Roncati

※ 1/2,1/3 の表記がない写真(先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Mallets

マーチンマレット

医療機器届出番号：28B1X00005000194



23-215-19-07
全長：19cm/7 4/8inch
¥34,600 61455

Cottle

作業部幅：φ20mm
重 量：140g



23-216-01-07
全長：16.5cm/6 1/2inch
¥14,000 60592

Willinger



23-264-19-07
全長：19cm/7 1/2inch
¥35,000 60595

Martin Osteotomes

マーチンオステオトーム

医療機器届出番号：28B1X00005000206

作業部幅：φ 1.0mm
目盛り：3.0mm



23-105-06-07
全長：13.5cm/5 1/4inch
¥12,500 60547



23-136-60-07
全長：17cm/6 3/4inch
¥6,800 60585



23-500-02-07
全長：18cm/7inch
¥12,500 60667



43-894-01-07
全長：17.5cm/6 3/4inch
¥10,600 61345



38-786-06-07
全長：16cm/6 1/4inch
6mm
¥20,600 60717

Lambotte-Mini

Korner-Westermann

Korner-Westermann


Dautrey-Munro

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Osteotomes

マーチンオステオトーム


医療機器届出番号：28B1X00005000206



※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Extracting forceps
 マーチン抜歯用鉗子

医療機器届出番号：28B1X00005000200



41-032-00-07
 Fig. 32
 ¥20,600 60868



40-036-00-07
 Fig. 36
 ¥24,000 60773



40-046-01-07
 Fig. 46 L
 ¥20,600 60775


Parmly



40-073-00-07
 Fig. 46 N
 ¥27,500 60784



40-313-00-07
 Fig. 13
 ¥20,600 60806



40-317-00-07
 Fig. 17
 ¥20,600 60807

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000


Martin Extracting forceps
マーチン抜歯用鉗子

医療機器届出番号：28B1X00005000200



40-318-00-07
 Fig. 18
 ¥20,600 60808

上顎左側大白歯用




40-351-00-07
 Fig. 51
 ¥20,600 60812

上顎残根用




40-373-00-07
 Fig. 73
 ¥24,000 60815

下顎大白歯用




40-401-00-07
 Fig. 1 Diam
 ¥34,000 60819

上顎前歯用



40-407-00-07
 Fig. 7 Diam
 ¥34,000 60820

上顎小白歯用



40-417-00-07
 Fig. 17 Diam
 ¥34,000 60822

上顎右側大白歯用



※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※ モクダコード 00000

Martin Extracting forceps
 マーチン抜歯用鉗子



40-418-00-07
 Fig. 18 Diam
 ¥34,000 60823

上顎左側大白歯用



40-449-00-07
 Fig. 49 Diam
 ¥34,000 60827


上顎残根用



40-413-00-07
 Fig. 13 Diam
 ¥34,000 60821

下顎前歯小臼歯用

Martin Ergo



40-422-00-07
 Fig. 22Diam
 ¥34,000 60824

下顎大白歯用



41-001-00-07
 Fig. 1
 ¥20,600 60858

上顎中切歯・犬歯用




41-010-09-07
 Fig. 10S
 ¥20,600 60860

上顎大白歯・智歯用

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000


Martin Extracting forceps
マーチン抜歯用鉗子

医療機器届出番号：28B1X00005000200



上顎左側大白歯用

41-053-05-07
 Fig. 53 L
 ¥ 20,600 60870



上顎右側大白歯用


41-053-08-07
 Fig. 53 R
 ¥ 20,600 60871



下顎前歯・小白歯用

41-151-01-07
 Fig. 151 A
 ¥ 20,600 60883

Cryer



上顎残根用

41-501-00-07
 Fig. 501
 ¥ 20,600 60896

Witzel

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Compases

マーチンキャリパス

医療機器届出番号：28B1X00005000224



35-133-07-07

全長：8cm / 4 1/4 inch

¥56,000 61456



1/2

17-407-01-07

¥35,000 61502

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000



Martin Mini-Set Container

マイクロストップ

55-861-40-04

滅菌用コンテナ
 外径：310 × 189 × 65mm
 内径：283 × 177 × 40mm
 ¥85,000 61399

1



マイクロストップ用
ラベルフレーム

55-864-12-04

上蓋用 (赤)
 ¥1,000 (1個) 61409

2



マイクロストップ用
コードラベル

55-864-01-04

上蓋用
 ¥2,300 (1個) 61401

3



マイクロストップ用
コードラベル

55-864-05-04

側面用
 ¥2,100 (1個) 61405

4



マイクロストップ用
固定シールド

55-996-76-04

¥60,000 (1,000個) 61434

Point ①

交換不要, フィルタ耐久 10,000 回



- ◆ フィルタは取り外しが可能で、簡単に清掃することができます。
- ◆ フィルタは交換不要なため経済的で、面倒な滅菌パッケージ包装作業が不要です。
- ◆ 滅菌後、その状態を維持したまま保管が可能 (最長6ヶ月)。
- ◆ フィルタメンテナンスは水洗にておこないます。
- ◆ オートクレーブ滅菌対応 (132°C)。

Martin Perforated trays



写真のインストゥルメントは使用例です。商品には含まれません

Martin Perforated trays

コンテナ用 組立て型トレイ S

55-015-10-01

277 × 171 × 30mm
 ¥60,000 (1個) 61394

コンテナ用 組立て型トレイ M

55-015-20-01

277 × 171 × 38mm
 ¥60,000 (1個) 61395

1



インストゥルメント
ホルダー M

55-004-03-04

コンテナ用
組立て型トレイ用
長さ：162mm
 ¥2,800 (1個) 61374

インストゥルメント
ホルダー L

55-004-02-04

コンテナ用
組立て型トレイ用
長さ：237mm
 ¥2,800 (1個) 61373

2



組立て型トレイ用
固定シールド

55-008-01-04

コンテナ用
組立て型トレイ S と M に対応
162 × 20mm
 ¥4,000 (1個) 61385

3



インストゥルメント
フィキシチャー

55-007-01-04

コンテナ用
組立て型トレイ S に対応
 ¥1,000 (1個) 61438

55-007-02-04

コンテナ用
組立て型トレイ M に対応
 ¥1,000 (1個) 61384

4



インストゥルメント
保持用スプリング M

55-006-02-04

コンテナ用
組立て型トレイ S に対応
 ¥6,000 (1個) 61379

55-006-05-04

コンテナ用
組立て型トレイ M に対応
 ¥6,800 (1個) 61382

インストゥルメント
保持用スプリング L

55-006-01-04

コンテナ用
組立て型トレイ S に対応
 ¥9,000 (1個) 61378

55-006-04-04

コンテナ用
組立て型トレイ M に対応
 ¥9,000 (1個) 61381

5



インストゥルメント
保持用プラグ

55-005-01-04

コンテナ用 (上げ底)
組立て型トレイ用
 ¥4,600 (16個) 61376

55-005-02-04

コンテナ用
組立て型トレイ用
 ¥4,600 (16個) 61377

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

Martin Wire-mesh trays



写真のインスツルメントは使用例です。商品には含まれません

Martin Wire-mesh trays

コンテナ用
ワイヤメッシュトレイ

55-808-20-01

260 × 170 × 28mm
¥28,000 (1個) 61397

シリコンマット

55-009-00-04

コンテナ用
264 × 174mm
¥28,000 (1個) 61390



55-009-01-04

組立て型トレイ用
ワイヤメッシュトレイ用
252 × 161mm
¥20,600 (1個) 61391

Martin-Eco Halb-Tray

最長 17cm の
インスツルメント 11 本収納可

Martin Storing tray

マーチン滅菌ケース

55-395-12-01

エコトレイ
180 × 125 × 30mm
¥35,500 (1個) 61470



写真のインスツルメントは使用例です。商品には含まれません

Martin-Eco

最長 23cm の
インスツルメント 7 本収納可

Martin Storing tray

マーチン滅菌ケース

55-395-25-01

エコトレイ
240 × 85 × 30mm
¥35,500 (1個) 61471



Martin Sharpening stones

マーチン砥石

43-840-00-04

115 × 40 × 10/2mm
¥4,600 (1個) 61331









※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

micro perio Surgery kits







5-0Kit stainless
¥ 255,000

推奨縫合系 5-0 ~ 6-0 販売名: マイクロペリオサージェリーキット 5-0 (ロックあり) 64000
マイクロペリオサージェリーキット 5-0 (ロックなし) 64001 医療機器届出番号: 28B1X00005000228

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
|   1/2 12-589-18-07 全長: 18cm/7inch ¥45,000 60289 |  直型 無鉤 1/2 12-566-18-07 全長: 18cm/7inch ¥45,000 60235 |  曲型 ロック付き 1/2 20-605-18-07 全長: 18cm/7inch ¥68,000 60474 |  曲型 ラウンド ハンドル 1/2 11-711-18-07 全長: 18cm/7inch ¥58,000 60105 |  1/2 10-094-13-07 全長: 13cm/5inch ¥68,000 60004 |
|---|--|---|--|--|

7-0Kit stainless
¥ 255,000

推奨縫合系 7-0 ~ 8-0 販売名: マイクロペリオサージェリーキット 7-0 (ロックあり) 64002
マイクロペリオサージェリーキット 7-0 (ロックなし) 64003 医療機器届出番号: 28B1X00005000229

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
|   1/2 12-589-18-07 全長: 18cm/7inch ¥45,000 60289 |  直型 無鉤 1/2 12-566-18-07 全長: 18cm/7inch ¥45,000 60235 |  曲型 ロック付き 1/2 20-011-18-07 全長: 18cm/7inch ¥68,000 60417 |  曲型 ラウンド ハンドル 1/2 11-711-18-07 全長: 18cm/7inch ¥58,000 60105 |  1/2 10-094-13-07 全長: 13cm/5inch ¥68,000 60004 |
|--|---|--|---|---|












※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※モクダコード 00000

9-0Kit stainless
¥ 260,000

推奨縫合糸
9-0~

販売名：マイクロペリオサージェリーキット 9-0 64004

医療機器届出番号：28B1X00005000230

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|   |  直型 無鉤 |  曲型 ロックなし |  曲型 ラウンド ハンドル |  |
|  1/2 12-574-18-07 全長：18cm/7inch ¥57,000 60255 |  1/2 12-564-18-07 全長：18cm/7inch ¥45,000 60231 |  1/2 20-005-18-07 全長：18cm/7inch ¥62,000 60411 |  1/2 11-711-18-07 全長：18cm/7inch ¥58,000 60105 |  1/2 10-094-13-07 全長：13cm/5inch ¥68,000 60004 |

9-0Kit titanium
¥ 455,000

推奨縫合糸
9-0~

販売名：マイクロペリオサージェリーキット 9-0 64005

医療機器届出番号：28B1X00005000231

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|   |  直型 無鉤 |  曲型 ロックなし |  曲型 ラウンド ハンドル |  |
|  1/2  12-586-18-09 全長：18cm/7inch ¥105,000 60283 |  1/2  12-578-18-09 全長：18cm/7inch ¥92,000 60263 |  1/2  20-019-18-09 全長：18cm/7inch ¥115,000 60435 |  1/2  11-717-18-09 全長：18cm/7inch ¥125,000 60120 |  1/2 10-094-13-07 全長：13cm/5inch ¥68,000 60004 |

※ 1/2, 1/3 の表記がない写真 (先端の拡大写真含む), イラストは原寸大 ※ モクダコード 00000